


KERN ACJ 100-4M

KERN

Melhor modelo em vendas entre as balanças analíticas também é fornecido com sistema de pesagem Single-Cell de elevada qualidade, opcionalmente com aferição



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balança de laboratório
Grupo de produto	Balança analítica
Família de produto	ACJ

Sistema de medição

Avaliação da conformidade possível	✓
------------------------------------	---

Tipo de balança	Balança de amplitude única
-----------------	----------------------------

Sistema de pesagem	Single-Cell
--------------------	-------------

Gama de pesagem [Max]	120 g
-----------------------	-------

Gama de pesagem [Max] (ct)	600 ct
----------------------------	--------

Leitura [d]	0,0001 g
-------------	----------

Leitura quilate [d] (ct)	0,001 ct
--------------------------	----------

Resolução	1.200.000
-----------	-----------

Linearidade	± 0,0003 g
-------------	------------

Reprodutibilidade	0,0002 g
-------------------	----------

Unidade pré-ajustada	g
----------------------	---

Unidades de medição	g mg ct
---------------------	---------------

Unidades (se a unidade for avaliada em conformidade)	g mg ct
--	---------------

Peso mínimo [Min]	0,01 g
-------------------	--------

USP Peso mínimo (k = 2, U = 0.1%)	400 mg
-----------------------------------	--------

Peso mínimo [Min] (ct)	0,1 ct
------------------------	--------

Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso interno (automático) Ajuste com peso interno (manual)
--------------------------	--

Peso de aferição recomendado	100 g (E2)
------------------------------	------------

Automatismo de ajustamento - Delta T (standard)	2 °C
---	------

Automatismo de ajustamento - Intervalo de tempo standard	4 h
--	-----

Tempo transitório	3 s
-------------------	-----

Tempo de aquecimento	8 h
----------------------	-----

Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max]	0,0005 g
-------------------------------------	----------

Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

Aprovação de modelo para avaliação da conformidade	✓
--	---

Classe de precisão	I
--------------------	---

Escala de verificação [e]	0,001 g
---------------------------	---------

Escala de verificação [e] (ct)	0,01 ct
--------------------------------	---------

Avaliação da conformidade possível ex works	✓
---	---

Ecrã

Tipo de exposição	LCD
-------------------	-----

Ecrã tipo	LCD
-----------	-----

Ecrã tamanho	115×32 mm
--------------	-----------

Ecrã retroiluminado	não
---------------------	-----

Ecrã altura de dígitos	14 mm
------------------------	-------

Idiomas da interface do utilizador	Linguagem simbólica
------------------------------------	---------------------

Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A)	213×333×338 mm
----------------------------	----------------

Dimensões protecção rectangular contra a declocação - dentro (L×P×A)	174×162×227 mm
--	----------------

Dimensões protecção rectangular contra a declocação - fora (L×P×A)	201×220×256 mm
--	----------------

Material caixa do ecrã	Plásticos
------------------------	-----------

Material da caixa	alumínio fundido, plástico
-------------------	----------------------------

Material superfície de pesagem	aço inox
--------------------------------	----------

Material protecção contra a declocação	vidro
--	-------

Dimensões superfície de pesagem (Ø)	91 mm
-------------------------------------	-------

Pés de nivelamento ajustáveis	✓
-------------------------------	---

Funções

Número de teclas para operação	6
--------------------------------	---

Auto-Off intervalo(s) em funcionamento de rede	0 - 99 min
--	------------

KERN ACJ 100-4M

KERN

Melhor modelo em vendas entre as balanças analíticas também é fornecido com sistema de pesagem Single-Cell de elevada qualidade, opcionalmente com aferição

Função de tarar	manualmente (várias vezes)
Determinação de percentagens	✓
Função de contagem	✓
Pesagem de tolerância	✓
Pesagem de tolerância - tipo de sinal	visual
Função Standby	✓
Nível de receita/summing	Rez A (Net-Total)
Função de memória total	✓
Interfaces	RS-232 de série USB-Device

Contagem

Menor peso parcial na contagem de unidades	1 mg
Menor peso parcial na contagem de unidades - em condições normais	10 mg
Peso de referência para contagem introduzível	✓
Possível quantidade de referência	5, 10, 20, 50, 100
Resolução de contagem (Condições de laboratório)	120.000

Fornecimento de energia

Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	110 V - 230 V AC
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	12 V, 1 A
Fonte de alimentação por ficha tipo	Dispositivo para rede com ficha
Fonte de alimentação fornecida	Unidade de fornecimento de energia
Fonte de alimentação por ficha / adaptador para países - contido no volume de fornecimento	EURO UK US CH
Fonte de alimentação por ficha / adaptador para países - opcional	EURO UK US CH

Condições ambientais

Humidade ambiente [Min]	20 %
Humidade ambiente [Max]	85 %
Temperatura ambiente [Min]	10 °C
Temperatura ambiente [Max]	30 °C

Temperatura de armazenamento [Min]	-10 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	50 °C

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	390×563×515 mm
Peso líquido	6,271 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	7 kg
Peso bruto aprox.	10 kg
Peso de envio	22,6 kg

Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	965-201
Número do artigo para calibração DAkkS	963-101
Número do artigo para certificado de conformidade	969-517

Pictogramas

STANDARD



OPTION



FACTORY

