





## Feuerbeständiger Gefahrstoffschränk Basic-Line



Technische Daten	
Maße B x T x H außen	1164 x 620 x 1947 mm
Maße B x T x H innen	1050 x 519 x 1626 mm
Gewicht Leerschrank	240 kg
Luftwechsel 10x]	9 m³/h
Diff.-Druck (Luftwechsel 10x)	10 Pa
Diff.-Druck (Luftwechsel 10x - EK5/AK4)	10 Pa
Maximale Belastung	600 kg
Flächenlast	445 kg/m²
Transportsockel optional	
Einfahrhöhe Transportsockel	90 mm
Einfahrbreite Transportsockel	1012 mm

Auszugswannen/Stück	Standard-Einstellhöhen der Auszugswannen							
	9	8	7	6	5	4	3	2
Abstand 9 mm	130							
Abstand 8 mm	135	130						
Abstand 7 mm	135	170	130					
Abstand 6 mm	135	170	200	230				
Abstand 5 mm	135	170	200	230	260			
Abstand 4 mm	135	170	200	230	295	325		
Abstand 3 mm	135	170	200	230	295	360	420	
Abstand 2 mm	170	170	200	230	295	360	520	900
Abstand 1 mm	170	170	200	200	230	360	490	550

Fachböden/Stück	Standard-Einstellhöhen der Fachböden							
	9	8	7	6	5	4	3	2
Abstand 4 mm						350		
Abstand 3 mm						285	380	
Abstand 2 mm						315	380	
Abstand 1 mm						315	410	



Lagerkapazitäten je Auszugswanne/Gebindeart		
Menge	Gebindeart	Gebindegröße
90	Spraydosen	400 ml
40	Dosen	1 Liter
40	Labor-Glasflaschen	2,5 Liter
40	Labor-PE-Flaschen	
15	Labor-Glasflaschen	