





Feuerbeständiger Gefahrstoffschrank Edition-G, 900 mm



Technische Daten	
Maße B x T x H außen	896 x 616 x 1968 mm
Maße B x T x H innen	750 x 524 x 1742 mm
Gewicht Leerschrank	310 kg
Luftwechsel 10x	7 m³/h
Diff.-Druck (Luftwechsel 10x - EK5/AK4)	5 Pa
Diff.-Druck (Luftwechsel 10x)	5 Pa
Maximale Belastung	600 kg
Flächenlast	628 kg/m²
Transportsockel optional	
Einfahrhöhe	100 mm
Einfahrbreite	2 x 290 mm

Auszugswannen/Stück	Standard-Einstellhöhen der Auszugswannen							
	9	8	7	6	5	4	3	2
Abstand 9 mm	145							
Abstand 8 mm	135	210						
Abstand 7 mm	135	200	210					
Abstand 6 mm	170	200	200	275				
Abstand 5 mm	170	170	200	230	340			
Abstand 4 mm	170	170	200	230	330	400		
Abstand 3 mm	170	170	200	230	295	360	530	
Abstand 2 mm	170	170	230	230	295	390	520	1010
Abstand 1 mm	170	170	230	295	265	390	520	585

Fachböden/Stück	Standard-Einstellhöhen der Fachböden							
	9	8	7	6	5	4	3	2
Abstand 4 mm						460		
Abstand 3 mm						285	400	
Abstand 2 mm						315	380	
Abstand 1 mm						315	410	



Menge	Lagerkapazitäten je Fachboden/Gebindeart	
	Gebindeart	Gebindegröße
49	Spraydosen	400 ml
23	Dosen	1 Liter
23	Labor-Glasflaschen	1 Liter
23	Labor-PE-Flaschen	1 Liter
9	Labor-Glasflaschen	2,5 Liter