





## Feuerbeständiger Gefahrstoffschrank Edition-G, 600 mm



Technische Daten	
Maße B x T x H außen	596 x 616 x 1968 mm
Maße B x T x H innen	450 x 524 x 1742 mm
Gewicht Leerschrank	260 kg
Luftwechsel 10x	4 m³/h
Diff.-Druck (Luftwechsel 10x - EK5/AK4)	5 Pa
Diff.-Druck (Luftwechsel 10x)	5 Pa
Maximale Belastung	600 kg
Flächenlast	893 kg/m²
Transportsockel optional	
Einfahrhöhe	95 mm
Einfahrbreite	2 x 224 mm

Auszugswannen/Stück	Standard-Einstellhöhen der Auszugswannen							
	9	8	7	6	5	4	3	2
Abstand 9 mm	175							
Abstand 8 mm	135	175						
Abstand 7 mm	135	200	175					
Abstand 6 mm	135	200	200	270				
Abstand 5 mm	170	200	200	230	335			
Abstand 4 mm	170	170	200	230	330	365		
Abstand 3 mm	170	170	230	230	295	390	525	
Abstand 2 mm	170	170	230	230	265	390	520	975
Abstand 1 mm	170	170	265	295	295	390	520	585

Fachböden/Stück	Standard-Einstellhöhen der Fachböden							
	9	8	7	6	5	4	3	2
Abstand 4 mm						460		
Abstand 3 mm						285	400	
Abstand 2 mm						315	380	
Abstand 1 mm						315	410	



Menge	Lagerkapazitäten je Fachboden/Gebindeart	
	Gebindeart	Gebindegröße
30	Spraydosen	400 ml
12	Dosen	1 Liter
12	Labor-Glasflaschen	1 Liter
12	Labor-PE-Flaschen	1 Liter
6	Labor-Glasflaschen	2,5 Liter