



B-Safety Erste-Hilfe-Station CLASSIC No.2 - Erste-Hilfe-Koffer DIN 13157



B-SAFETY Erste-Hilfe-Station CLASSIC No.2 – bei einer Gefährdung durch Säuren & Laugen

Mit der **Erste-Hilfe-Station CLASSIC No.2** wird eine optimale Erstversorgung bei kleineren Unfällen und Augenverletzungen möglich!

Eine schnelle und leichte Anwendung im Erste-Hilfe Fall wird gewährleistet. Die Station lässt sich an nahezu jedem Arbeitsplatz montieren und erhöht den Sicherheitsstandard in Ihrem Betrieb. Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Staub und Schmutz anfallen (z.B. Werkstätten) und eine Gefährdung durch Säuren, Laugen und Fremdkörper besteht.

Produkt-Eigenschaften:

- Montageart: Wandaufbau, inkl. Befestigungsmaterial
- Abmessungen (B x H x T): 600 x 500 x 150 mm
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- Spülzeit: ca. 7 Minuten

Produkt-Inhalt:

- B-SAFETY Erste-Hilfe-Koffer CLASSIC mit Inhalt gemäß DIN 13157
- QuickFix Pflasterspender DUO mit 45 textilen & 45 wasserfesten Pflasterstrips
- Plum Augen-Notfallstation in staubgeschützter Wandbox. Mit 1x pH Neutral Augenspülflasche mit 200 ml Phosphatpufferlösung (4,9%) und 1x Augenspülflasche mit 500 ml Natriumchloridlösung (0,9%), inkl. Piktogramm und Spiegel.

Normen / Zulassungen:

- DIN 13157
- DIN EN 15154-4:2009

Artikel-Nr.: **EH-ST6-157**