



B-Safety Erste-Hilfe-Station PREMIUM No.1 - Erste-Hilfe-Koffer DIN 13157



B-SAFETY Erste-Hilfe-Station PREMIUM No.1

Mit der **Erste-Hilfe-Station PREMIUM No.1** wird eine optimale Erstversorgung bei kleineren Unfällen und Augenverletzungen möglich! Eine schnelle und leichte Anwendung im Erste-Hilfe Fall wird gewährleistet. Die Station lässt sich an nahezu jedem Arbeitsplatz montieren und erhöht den Sicherheitsstandard in Ihrem Betrieb.

Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Staub und Schmutz anfallen (z.B. Werkstätten).

Produkt-Eigenschaften:

- Montageart: Wandaufbau, inkl. Befestigungsmaterial
- Abmessungen (B x H x T): 600 x 800 x 150 mm
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- Spülzeit: ca. 10 Minuten

Produkt-Inhalt:

- PRO-SAFE Verbandbuch nach BGI 511-1 mit vorgedruckten Spalten
- Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen nach DGUV Information 204-001
- B-SAFETY Erste-Hilfe-Koffer CLASSIC mit Inhalt gemäß DIN 13157
- QuickFix Pflasterspender DUO mit 45 textilen & 45 wasserfesten Pflasterstrips
- Plum Augenspülstation in staubgeschützter Wandbox. Mit 2x Augenspülflaschen mit 500 ml Natriumchloridlösung (0,9%), inkl. Piktogramm und Spiegel.

Normen / Zulassungen:

- DIN 13157
- DIN EN 15154-4:2009

Artikel-Nr.: **EH-ST8-157**