

KERN PCJ 6000-1M

KERN

Balança de precisão com memória de álbi e calibragem opcional



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balança de laboratório
Grupo de produto	Balança de precisão
Família de produto	PCJ

Sistema de medição

Avaliação da conformidade possível	✓
------------------------------------	---

Tipo de balança	Balança de amplitude única
-----------------	----------------------------

Sistema de pesagem	Extensômetro
--------------------	--------------

Gama de pesagem [Max]	6000 g
-----------------------	--------

Leitura [d]	0,1 g
-------------	-------

Resolução	60.000
-----------	--------

Linearidade	± 0,3 g
-------------	---------

Reprodutibilidade	0,1 g
-------------------	-------

Zona de tara	6000 g
--------------	--------

Unidade pré-ajustada	g
----------------------	---

Unidades de medição	kg
	g
	gn
	dwt
	tl (Tw)
	tl (HK)
	ozt
	tl (Singap, Malays)
	ct
	mo
	lb
	oz
	ffa
	m

Unidades (se a unidade for avaliada em conformidade)	kg
	g

Peso mínimo [Min]	5 g
-------------------	-----

Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso interno (manual)
Possíveis pontos de ajuste	2 kg; 6 kg
Automatismo de ajustamento - Intervalo de tempo standard	8 h
Tempo transitório	3 s
Tempo de aquecimento	120 min
Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max]	0,3 g
Célula de pesagem tipo	alumínio IP65 revestida de silicone

Homologação

Sinal CE	✓
Aprovação de modelo para avaliação da conformidade	✓
Classe de precisão	II
Escala de verificação [e]	1 g
Avaliação da conformidade possível ex works	✓

Ecrã

Tipo de exposição	LCD
Ecrã tipo	LCD
Ecrã tamanho	89×30 mm
Ecrã retroiluminado	sim
Ecrã altura de dígitos	21 mm
Idiomas da interface do utilizador	Inglês Linguagem simbólica

Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A)	163×245×80 mm
Dimensões completamente montado (L×P×A)	163×245×80 mm
Material caixa do ecrã	Plásticos
Material da caixa	plástico
Material superfície de pesagem	aço inox
Material plataforma	Aço inox
Dimensões superfície de pesagem (L×P)	150×170 mm
Trava de transporte - aperto de torque	0,1 Nm
Material célula(s) de carga	alumínio
Pés de nivelamento ajustáveis	✓

Funções

Número de teclas para operação	5
--------------------------------	---

KERN PCJ 6000-1M



Balança de precisão com memória de álbi e calibragem opcional

Auto-Off intervalo(s) em funcionamento de rede	off
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/ acumulador	5 min 2 min 1 min 30 min 60 min 30 sec
Função de tarar	manualmente (várias vezes)
Determinação de percentagens	✓
Função de contagem	✓
Pesagem de tolerância	✓
Pesagem de tolerância - tipo de sinal	acusticamente visual
Função de cálculo da média para condições de pesagem instáveis	✓
Função Standby	✓
Nível de receita/summing	Rez A (Net-Total)
Função de memória total	✓
Função memória	✓
Memória - tamanho total	0,016 GB
Memória alibi	memória interna
Memória alibi - número de locais de memória	250.000
Pesagens em suspensão	Gancho (incluído na entrega)
Interfaces	RS-232 (opcional) Bluetooth (opcional) Ethernet (opcional) USB-Device (opcional) KUP WiFi (opcional)
Proteção IP - ecrã	sem proteção IP

Contagem

Menor peso parcial na contagem de unidades	200 mg
Menor peso parcial na contagem de unidades - em condições normais	2 g
Peso de referência para contagem introduzível	✓
Possível quantidade de referência	5, 10, 20, 50, free, Input
Resolução de contagem (Condições de laboratório)	30.000

Fornecimento de energia

Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
---	------------------------------

Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	5,9V, 1A
Fonte de alimentação por ficha tipo	Dispositivo para rede com ficha
Fonte de alimentação fornecida	Unidade de fornecimento de energia
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento	EURO UK US CH
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	EURO UK US CH
Acumulador opcional	Acumulador opcional - interno
Acumulador tiempo de carga	8 h
Acumulador tempo de operação - con retroiluminación	24 h
Acumulador tempo de operação - sem retroiluminación	48 h
Bateria	4×1.5 V AA
Tipo de bateria / acumulador	Li-Ion
Conexão da bateria	Terminais de encaixe
Bateria capacidade	220 mAh
Bateria tensão	3 V
Bateria tiempo de carga	20 h

Condições ambientais

Humidade ambiente [Max]	80 %
Temperatura ambiente [Min]	15 °C
Temperatura ambiente [Max]	35 °C

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	235×365×175 mm
Peso líquido	2,7 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	2,8 kg
Peso bruto aprox.	3,4 kg
Peso de envio	3,38 kg

Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	965-217
Número do artigo para calibração DAkKS	963-128
Número do artigo para certificado de conformidade	969-517


KERN PCJ 6000-1M

KERN

Balança de precisão com memória de álbi e calibragem opcional

Pictogramas

STANDARD



OPTION



FACTORY

