

Produktinformation Product information

2010013 **oculav NIT® Augenspülung 250 ml Sterillösung**
Eye Wash, oculav NIT® Sterile Solution, 250ml bottle



Art.-Nr. / Art.-No.	2010013	Sauerstoff / O2:	
Gewicht / Weight (kg)	0,28kg	UN-Nummer:	
PZN:	2260685	eclass4:	40011701
EAN:	4250108801481	eclass5:	40019101
Zolltarifnummer:	30049000	Norm:	

Beschreibung:

Gebrauchsfertig, 250 ml Sterillösung für eine sofortige Spülung der Augen, des Bindehautsackes sowie betroffener Haut am Unfallort. Pufferlösung, bindet und neutralisiert, insbesondere auch nach Verätzungen durch Säuren oder Laugen sowie durch Pfefferspray, CS-Kampfgas oder Tränengas. Einfache Handhabung auch durch Ungeübte. Dosierbarer Druckstrahl, Fremdkörper können schonend ausgeschwemmt werden. Temperaturbeständig, keine Kontamination, keine Wartung, kein Wasserwechsel. Medizinprodukt nach MPG mit CE-Kennzeichnung - entspricht DIN EN 15154-4 - unmittelbar einsatzbereit - mit einer Hand anwendbar - glatte, gratfreie Düse - mit nach unten gehaltener Düse zu entleeren - zum Ausschwemmen von Fremdkörpern geeignet - dichter Sicherheitsverschluss - 3 Jahre haltbar.

Description:

Immediate eye wash sterile solution. 250 ml of sterile solution for eye wash treatment at the accident scene. Especially effective against eye injuries stemming from acidic and caustic burns as well as pepper, CS and tear gas. Three year shelf life when unopened.