

Standard-Spritzflaschen – PE-LD

Artikel-Nummer	281963 281964 281965 281966 281967 281968 281969 281970 281971 281972
Material	PE-LD
Farbe	naturfarbig/durchscheinend
Verschluss	Schraubverschluss PE-LD mit Steigrohr
Farbe Verschluss	naturfarbig/durchscheinend

Artikel-Nr.	Volumen ml	Ø mm	Höhe mm *	Hals Ø innen mm	Farbkodiertes Steigrohr
281963	100 ml	47 mm	105 mm	13 mm	-
281964	200 ml	57 mm	133 mm	13 mm	-
281965	250 ml	61 mm	140 mm	19 mm	-
281966	500 ml	75 mm	177 mm	19 mm	-
281967	1000 ml	97 mm	223 mm	21 mm	-
281968	2000 ml	120 mm	264 mm	21 mm	-
281969	50 ml	37 mm	86 mm	13 mm	Rot
281970	50 ml	37 mm	86 mm	13 mm	Blau
281971	50 ml	37 mm	86 mm	13 mm	Gelb
281972	50 ml	37 mm	86 mm	13 mm	grün

* Höhe der Spritzflaschen ohne Steigrohr

