

KERN OZL465



Der flexible und günstige Allrounder mit Zoomfunktion für Schulen, Ausbildungswerkstätten, Prüfstellen und Labore



Bauform

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Abmessungen (BxTxH): | 300 x 240 x 420 mm |
| Augenabstand (max): | 75 |
| Augenabstand (min): | 55 |
| Optisches System: | Greenough |
| Tubus: | Binocular |
| Tubus Neigungswinkel: | 45° |
| Tubus-Rotation 360°: | ja |

Piktogramme

STANDARD



3 YEARS
WARRANTY

Energieversorgung

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| Netzteil/Adapter im Lieferumfang: | EURO |

Kategorie

| | |
|--------|--------|
| Marke: | Optics |
|--------|--------|

Verpackung & Versand

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Abmessungen Verpackung (BxTxH): | 445 x 410 x 300 mm |
|---------------------------------|--------------------|

| | |
|----------------|------|
| Bruttogewicht: | 6 kg |
|----------------|------|

| | |
|-------------|------|
| Lieferzeit: | 24 h |
|-------------|------|

| | |
|---------------|----------|
| Nettogewicht: | 4,585 kg |
|---------------|----------|

| | |
|-------------|-------------|
| Versandart: | Paketdienst |
|-------------|-------------|