

KERN FKB65K1-2021e

Große, hochauflösende Tischwaage



Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	1 g
Anwärmzeit:	2 h
Auflösung:	65000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	5 g
Einschwingzeit unter Laborbedingungen	3 s

Empfohlenes Justiergewicht:	60 kg (F2)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	3 g
Reproduzierbarkeit:	1 g
Wägebereich [Max]:	65 kg
Wä geeinheiten:	lb dwt oz gn kg ozt g
Wä gsystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	2,500 cm
----------------------	----------

Zählen

Kleinste s Teilgewicht beim Stückzählen (Labor):	2 g
Kleinste s Teilgewicht beim Stückzählen (Normal):	20 g
Zählauflösung:	32500

Funktionen

Erschütterungsfreies Wä gen (Tierwä gprogramm):	ja
PRE-TARE-Funktion:	ja
Prozentbestimmung:	ja
Wä gen mit Toleranzbereich:	ja
Zählfunktion:	ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C

Energieversorgung

Akku:	Rchg. battery optional - intern
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	40 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	90 h
Akkuladezeit:	10 h
Batterie:	6x1.5 V AA
Batterie-Betriebsdauer:	80 h
Eingangsspannung:	100 V - 240V AC 50/60Hz 0.3A
Netzteil-Art:	Netzadapter extern
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	EURO CH UK AUS US

Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierschein:	963-129
------------------------	---------

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Tischwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	475 x 465 x 185 mm
Bruttogewicht:	6,315 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	5,210 kg
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	350 x 360 x 120 mm
Abmessungen Wä geplatte (BxTxH):	340 x 240 x 30 mm
Drehbare Fußschrauben:	ja
Gehäusematerial:	Kunststoff
Libelle:	ja
Material der Wä geplatte:	Edelstahl
Wä gefläche (BxT):	340 x 240 mm


KERN FKB65K1-2021e

Große, hochauflösende Tischwaage



Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

