

KERN FKB6K0.02

Bilancia da tavolo grande con alta risoluzione



Sistema di misurazione

Divisione [d]:	20 mg
Intervallo di riscaldamento:	2 h
Linearit�:	100 mg
Peso di calibrazione consigliato:	5 kg (F1); 1 kg (F1)
Portata [Max]:	6 kg
Possibilit� di regolazione:	Registrazione con peso esterno
Riproducibilit�:	40 mg
Risoluzione:	300000
Sistema di pesata:	Cella di carico
Tempo di stabilizzazione in condizioni di laborat.:	3 s
Unit� di misura:	* ct dwt g gn kg lb mo oz ozt t tl (Cn) tl (HK) tl (Singap. Malays) tl (Tw) to

Display

Altezza cifre di display:	1,800 cm
---------------------------	----------

Conteggio

Peso minimo del pezzo al conteggio (Laboratorio):	20 mg
Peso minimo del pezzo al conteggio (Normale):	200 mg
Risoluzione conteggio:	300000

Funzioni

Determinazione percentuale:	si
Funzione di conteggio:	si
Funzione di conversione:	si
Funzione PRE-TARE:	si
Pesata sottobilancia:	Gancio
Pesate senza vibrazioni (Pesata dinamica):	si

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente minima:	10 �C
Temperatura d'impiego massima:	40 �C
Umidit� dell'aria massima:	80 %

Alimentazione

Accumulatore:	Rchg. battery optional
Alimentatore:	Alimentatore esterno
Alimentatore/adattatore incluso nella fornitura:	CH EURO
Autonomia:	30 h
Autonomia:	15 h
Autonomia:	40 h
Batteria:	6x1.5 V Size C
Tempo di carica:	10 h
Tensione in entrata:	100 V - 240 V

Servizi

Certificato DAkkS:	963-128
--------------------	---------

Categoria

Categoria:	Bilance
Product Group:	Bilancia da tavolo

Imballaggio & spedizione

Dimensioni imballaggio (LxPxA):	470 x 470 x 190 mm
Peso lordo:	7,600 kg
Peso netto:	6,500 kg
Spedizione:	24 h
Tipo della spedizione:	Corriere

Forma

Dimensioni alloggiamento (LxPxA):	350 x 390 x 120 mm
Livella:	si
Materiale della piatto di pesata:	acciaio inox
Piedini girevole:	si
Superficie di pesata (LxP):	340 x 240 mm


KERN FKB6K0.02

Bilancia da tavolo grande con alta risoluzione



Piktogramme

STANDARD



OPTION

