

KERN FKB6K0.02

Balança de mesa de grandes dimensões e alta resolução



Sistema de medição

| | |
|---|--|
| Gama de pesagem [Max]: | 6 kg |
| Leitura [d]: | 20 mg |
| Linearidade: | 100 mg |
| Peso de aferição recomendado: | 5 kg (F1); 1 kg (F1) |
| Possibilidades de ajuste: | Calibração com peso externo |
| Reprodutibilidade: | 40 mg |
| Resolução: | 300000 |
| Sistema de pesagem: | Faixas extensíveis |
| Tempo de aquecimento: | 2 h |
| Tempo de estabilização em condições de laboratoria: | 3 s |
| Unidades de pesagem: | * ct dwt g gn kg lb mo oz ozt t l (Cn) t l (HK) t l (Singap. Malays) t l (Tw) to |

Visor

| | |
|-------------------|----------|
| Dígitos de visor: | 1,800 cm |
|-------------------|----------|

Contagem

| | |
|--|--------|
| Peso mínimo por peça contagem de peças (Lab): | 20 mg |
| Peso mínimo por peça contagem de peças (Normal): | 200 mg |
| Resolução de contagem: | 300000 |

Funções

| | |
|--|-----|
| Determinação de percentagens: | sim |
| Função de contagem: | sim |
| Função de conversão: | sim |
| Função PRE-TARA: | sim |
| Pesagem sem vibrações (Programa para animais): | sim |

| | |
|---------------------|--------|
| Pesagens suspensas: | Gancho |
|---------------------|--------|

Condições ambientais

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Humidade máxima do ar: | 80 % |
| Temperatura ambiente mínima: | 10 °C |
| Temperatura máxima de utilização: | 40 °C |

Alimentação com energia

| | |
|---|-------------------------|
| Acumulador: | Rchrg. battery optional |
| Bateria: | 6x1.5 V Size C |
| Bloco de alimentação: | Adaptador de corrente |
| Funcionamento: | 40 h |
| Tempo de carga: | 10 h |
| Tempo de operação: | 30 h |
| Tempo de operação: | 15 h |
| Tensão de entrada: | 100 V - 240 V |
| Unidade de alimentação/adaptador conteA"do: | CH EURO |

Serviços

| | |
|--------------------------------|---------|
| Certificado de aferição DAkkS: | 963-128 |
|--------------------------------|---------|

Categoria

| | |
|----------------|-----------------|
| Categoria: | Balanças |
| Product Group: | Balança de mesa |

Embalagem & expedição

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Dimensões embalagem (LxPxX): | 470 x 470 x 190 mm |
| Peso bruto: | 7,600 kg |
| Peso líquido: | 6,500 kg |
| Prazo de entrega: | 24 h |
| Tipo de expedição: | Serviço de entrega ao domicílio |

Construção

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Dimensões caixa (LxPxX): | 350 x 390 x 120 mm |
| Dispositivo para nivelar: | sim |
| Material da prato de pesagem: | aço inox |
| Pés giratório: | sim |
| Superfície de pesagem (LxP): | 340 x 240 mm |


KERN FKB6K0.02

Balança de mesa de grandes dimensões e alta resolução



Piktogramme

STANDARD



OPTION

