

KERN FOB0.5K-4NS

Bilancia da tavolo in acciaio inox super compatta con elevata classe di protezione contro polvere e spruzzi d'acqua



Sistema di misurazione

Divisione [d]:	100 mg
Intervallo di riscaldamento:	10 min
Linearità:	200 mg
Peso di calibrazione consigliato:	500 g (M1)
Portata [Max]:	500 g
Possibilità di regolazione:	Registrazione con peso esterno
Range della tara:	500 g
Riproducibilità:	100 mg
Risoluzione:	5000
Sistema di pesata:	Cella di carico
Tempo di stabilizzazione in condizioni di laborat.:	2 s
Unità di misura:	dwt g lb oz ozt

Display

Altezza cifre di display:	2 cm
---------------------------	------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente minima:	10 °C
Temperatura d'impiego massima:	35 °C
Umidità dell'aria massima:	95 %
Umidità dell'aria minima:	25 %

Alimentazione

Alimentatore:	Alimentatore esterno
Autonomia:	24 h
Batteria:	9 V Block
Tensione in entrata:	230 V AC 50 Hz

Servizi

Certificato DAkkS:	963-127
Regolazione in loco:	961-247

Categoria

Categoria:	Bilancia
Product Group:	Bilancia da tavolo

Imballaggio & spedizione

Dimensioni imballaggio (LxPxA):	255 x 195 x 75 mm
Peso lordo:	886 g
Peso netto:	760 g
Spedizione:	24 h
Tipo della spedizione:	Corriere

Forma

Dimensioni alloggiamento (LxPxA):	170 x 150 x 40 mm
Dimensioni piatto di pesata (LxPxA):	120 x 150 x 10 mm

Materiale dell'alloggiamento:	acciaio inox
Materiale della piatto di pesata:	acciaio inox
Superficie di pesata (LxP):	120 x 150 mm

Piktogramme

STANDARD



OPTION

