

KERN FOB0.5K-4NS



Balança de mesa em aço inoxidável super compacta com alto grau de proteção contra poeira e salpicos de água



Sistema de medição

Gama de pesagem [Max]:	500 g
Leitura [d]:	100 mg
Linearidade:	200 mg
Peso de aferição recomendado:	500 g (M1)
Possibilidades de ajuste:	Calibração com peso externo
Reprodutibilidade:	100 mg
Resolução:	5000
Sistema de pesagem:	Faixas extensíveis
Tempo de aquecimento:	10 min
Tempo de estabilização em condições de laboratória:	2 s
Unidades de pesagem:	dwt g lb oz ozt
Zona de tara:	500 g

Visor

Dígitos de visor:	2 cm
-------------------	------

Condições ambientais

Humidade máxima do ar:	95 %
Humidade mínima do ar:	25 %
Temperatura ambiente mínima:	10 °C
Temperatura máxima de utilização:	35 °C

Alimentação com energia

Bateria:	9 V Block
Bloco de alimentação:	Adaptador de corrente
Funcionamento:	24 h
Tensão de entrada:	230 V AC 50 Hz

Serviços

Ajustamento no local de montagem:	961-247
Certificado de aferição DAkkS:	963-127

Categoria

Categoria:	Balanças
Product Group:	Balança de mesa

Embalagem & expedição

Dimensões embalagem (LxPxA):	255 x 195 x 75 mm
Peso bruto:	886 g
Peso líquido:	760 g
Prazo de entrega:	24 h
Tipo de expedição:	Serviço de entrega ao domicílio

Construção

Dimensões caixa (LxPxA):	170 x 150 x 40 mm
Dimensões do prato de pesagem (LxPxA):	120 x 150 x 10 mm
Material da caixa:	aço inox
Material da prato de pesagem:	aço inox
Superfície de pesagem (LxP):	120 x 150 mm

Piktogramme

STANDARD



OPTION

