

KERN FOB3K-4NL



Balanza de mesa de acero inoxidable con gran margen de pesaje y un elevado grado de protección (IP67) frente al polvo y las salpicaduras.



Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	3 kg
Intervalo de estabilización en condiciones de labo:	2 s
Lectura [d]:	200 mg
Linealidad:	600 mg
Peso recomendado para ajuste:	3 kg (M1)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Reproducibilidad:	200 mg
Resolución:	15000
Sistema de pesaje:	Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento:	30 min
Unidades de pesaje:	g lb oz

Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	2,500 cm
------------------------------	----------

Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	95 %
Humedad ambiental mínima:	25 %
Temperatura ambiental mínima:	5 °C
Temperatura máxima de uso:	35 °C

Suministro energético

Baterij:	4x1.5 V AA
Tensión de entrada:	230 V AC 50 Hz
Tiempo de funcionamiento:	48 h

Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-247

Certificado DAkkS:	963-127
--------------------	---------

Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza de mesa

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxA):	415 x 305 x 175 mm
Peso bruto:	4,265 kg
Peso neto:	3,695 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseno

Dimensiones carcasa (AxPxA):	295 x 260 x 95 mm
Dimensiones del plato de pesaje (AxPxA):	252 x 200 x 14 mm
Material carcasa:	acero inoxidable
Material de plato de pesaje:	acero inoxidable
Superficie de pesaje (AxP):	248 x 198 mm

Piktogramme

STANDARD



OPTION

