

# KERN FOB3K-4NL

Balance de table en inox à large plage de pesée et degré élevé de protection IP67 contre la poussière et les projections d'eau



## Système de mesure

Durée de préchauffage:	30 min
Lecture [d]:	200 mg
Linéarité:	600 mg
Poids de réglage recommandé:	3 kg (M1)
Portée [Max]:	3 kg
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	200 mg
Résolution:	15000
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation env. en conditions de labo.:	2 s
Unités de mesure:	g lb oz

## Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	2,500 cm
------------------------------	----------

## Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	95 %
Humidité de l'air minimale:	25 %
Température ambiante minimale:	5 °C
Température d'utilisation maximale:	35 °C

## Alimentation en énergie

Batterie:	4x1.5 V AA
Durée de service:	48 h
Tension d'entrée:	230 V AC 50 Hz

## Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-247

Certificat DAkkS:	963-127
-------------------	---------

## Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Balance de table

## Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	415 x 305 x 175 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	4,265 kg
Poids net:	3,695 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

## Construction

Dimensions boîtier (LxPxH):	295 x 260 x 95 mm
Dimensions plateau (LxPxH):	252 x 200 x 14 mm
Matériel carter:	inox
Matériel de plateau:	inox
Surface de pesée (LxP):	248 x 198 mm

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

