

KERN FOB3K-4NL

Bilancia da tavolo in acciaio inox con ampio range di misurazione e un'alta classe di protezione IP67 contro polvere e spruzzi d'acqua



Sistema di misurazione

Divisione [d]:	200 mg
Intervallo di riscaldamento:	30 min
Linearità:	600 mg
Peso di calibrazione consigliato:	3 kg (M1)
Portata [Max]:	3 kg
Possibilità di regolazione:	Registrazione con peso esterno
Riproducibilità:	200 mg
Risoluzione:	15000
Sistema di pesata:	Cella di carico
Tempo di stabilizzazione in condizioni di laborat.:	2 s
Unità di misura:	g lb oz

Display

Altezza cifre di display:	2,500 cm
---------------------------	----------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente minima:	5 °C
Temperatura d'impiego massima:	35 °C
Umidità dell'aria massima:	95 %
Umidità dell'aria minima:	25 %

Alimentazione

Autonomia:	48 h
Batteria:	4x1.5 V AA
Tensione in entrata:	230 V AC 50 Hz

Servizi

Certificato DAkkS:	963-127
Regolazione in loco:	961-247

Categoria

Categoria:	Bilance
Product Group:	Bilancia da tavolo

Imballaggio & spedizione

Dimensioni imballaggio (LxPxX):	415 x 305 x 175 mm
Peso lordo:	4,265 kg
Peso netto:	3,695 kg
Spedizione:	24 h
Tipo della spedizione:	Corriere


Forma

Dimensioni alloggiamento (LxPxX):	295 x 260 x 95 mm
Dimensioni piatto di pesata (LxPxX):	252 x 200 x 14 mm

Materiale dell'alloggiamento:	acciaio inox
Materiale della piatto di pesata:	acciaio inox
Superficie di pesata (LxP):	248 x 198 mm

Piktogramme

STANDARD



OPTION

