

# KERN FOB3K-4NL

Balança de mesa com grande plataforma de pesagem e alto grau de proteção IP67 contra pó e respingos de água



## Categoria

Categoria:	Balanças
Product Group:	Balança de mesa

## Embalagem & expedição


Dimensões embalagem (LxPxA):	415 x 305 x 175 mm
Peso bruto:	4,265 kg
Peso líquido:	3,695 kg
Prazo de entrega:	24 h
Tipo de expedição:	Serviço de entrega ao domicílio

## Construção

Dimensões caixa (LxPxA):	295 x 260 x 95 mm
Dimensões do prato de pesagem (LxPxA):	252 x 200 x 14 mm
Material da caixa:	aço inox
Material da prato de pesagem:	aço inox
Superfície de pesagem (LxP):	248 x 198 mm

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



## Sistema de medição

Gama de pesagem [Max]:	3 kg
Leitura [d]:	200 mg
Linearidade:	600 mg
Peso de aferição recomendado:	3 kg (M1)
Possibilidades de ajuste:	Calibração com peso externo
Reprodutibilidade:	200 mg
Resolução:	15000
Sistema de pesagem:	Faixas extensíveis
Tempo de aquecimento:	30 min
Tempo de estabilização em condições de laboratoria:	2 s
Unidades de pesagem:	g lb oz

## Visor

Dígitos de visor:	2,500 cm
-------------------	----------

## Condições ambientais

Humidade máxima do ar:	95 %
Humidade mínima do ar:	25 %
Temperatura ambiente mínima:	5 °C
Temperatura máxima de utilização:	35 °C

## Alimentação com energia

Bateria:	4x1.5 V AA
Funcionamento:	48 h
Tensão de entrada:	230 V AC 50 Hz

## Serviços

Ajustamento no local de montagem:	961-247
Certificado de aferição DAkKS:	963-127