

KERN IOC6K-3M



Bilance a piattaforma universali con molteplici possibilità di comunicazione e certificato di omologazione [M]



Sistema di misurazione

Divisione [d]:	1 g 2 g
Intervallo di riscaldamento:	10 min 10 min
Linearità:	3 g 6 g
Linearizzazione (punti):	3
Load cell connection:	4-Leiter
Peso di calibrazione consigliato:	6 kg (M1)
Portata [Max]:	3 kg 6 kg
Possibilità di regolazione:	Registrazione con peso esterno
Range della tara:	-6 kg
Riproducibilità:	1 g 2 g
Risoluzione:	3 3.000
Sistema di pesata:	Cella di carico
Tempo di stabilizzazione in condizioni di laborat.:	2 s
Unità di misura:	g HJ kg lb oz PCS tJ

Display

Altezza cifre di display:	2,500 cm
Altezza cifre di display:	2,500 cm

Dati tecnici di taratura

Carico minimo [Min]:	20 g 40 g
Classe di taratura:	III
Divisione omologata [e]:	1 g 2 g
Omologazione di taratura in base a 2014/31/EU:	si
Periodic Verification for Italy:	969-112
Possibilità di taratura in fabbrica:	si

Conteggio

Peso minimo del pezzo al conteggio (Laboratorio):	250 mg
Peso minimo del pezzo al conteggio (Normale):	2,500 g

Risoluzione conteggio: 24000

Funzioni

Determinazione percentuale:	si
Funzione di conteggio:	si
Funzione PRE-TARE:	si
Pesata con approssimazione:	si
Pesate senza vibrazioni (Pesata dinamica):	si

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente minima:	-10 °C
Temperatura d'impiego massima:	40 °C
Umidità dell'aria massima:	80 %
Umidità dell'aria minima:	0 %

Alimentazione

Accumulatore:	Rchg. battery optional - intern
Alimentatore:	Alimentatore esterno
Alimentatore/adattatore incluso nella fornitura:	EURO UK US
Autonomia:	43 h
Autonomia:	26 h
Autonomia:	100 h
Tempo di carica:	3 h
Tensione in entrata:	100V-240V AC 50/60Hz 0,400 Amax

Servizi

Certificato DAkkS:	963-128
Omologazione:	965-228
Regolazione in loco:	961-248

Categoria

Categoria:	Bilance
Product Group:	Bilancia industriale

Imballaggio & spedizione

Dimensioni imballaggio (LxPxX):	710 x 365 x 180 mm
Peso lordo:	7 kg
Peso netto:	5,800 kg
Spedizione:	24 h
Tipo della spedizione:	Corriere

Forma

Dimensioni apparecchio indicatore (LxPxX):	268 x 115 x 80 mm
Dimensioni piatto di pesata (LxPxX):	300 x 300 x 110 mm

KERN IOC6K-3M



Bilance a piattaforma universali con molteplici possibilità di comunicazione e certificato di omologazione [M]

Livella:	si
Lunghezza cavo apparecchio indicatore:	3 m
Materiale della piatto di pesata:	acciaio inox
Piedini girevole:	si
Superficie di pesata (LxP):	300 x 300 mm
Supporto a parete:	si

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

